



ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWY DOSTĘP NACZYNIOWY

PICC & MIDLINE



Zestaw VYSET do PICC i MIDLINE



Value Life

Zestaw VYSET

Rozwiązanie „wszystko w jednym”
do zakładania i pielęgnacji PICC i MIDLINE



Zestawy do wprowadzania



V02771713
VYSET PODSTAWOWY PICC/MIDLINE
Zestaw do wprowadzania



V02771714
VYSET PEŁNY PICC/MIDLINE
Zestaw do wprowadzania



V02771818
VYSET MAKSYMALNA BARIERA PICC/MIDLINE
Zestaw do wprowadzania

Spełnia wymagania wytycznych międzynarodowych*

Wydajny

- Standaryzacja zabiegu
- Uprozczone zarządzanie – mniej symboli referencyjnych do składania zamówień i obsługi

Bezpieczny

- Zmniejszona liczba manipulacji
- Zmniejszone ryzyko zakażeń krwi

Uniwersalny

- Zgodny z różnymi konfiguracjami PICC/MIDLINE

Zestaw do zmian opatrunku



96.90.0554V
VYSET PICC / MIDLINE
Zestaw do zmian opatrunku

* INS Standards of Practice 2016

Zestawy do wprowadzania

Lista elementów zestawu	V02771713 PODSTAWOWY	V02771714 PEŁNY	V02771818 MAKS. BARIERA
Opatrunek zewnętrzny	●	●	●
Odklejana serweta chirurgiczna 100x80cm	●	●	-
Odklejana serweta chirurgiczna 240x235cm	-	-	●
10 wacików 10x10cm	●	●	●
Żel do USG Vygel	●	●	●
Ośłona głowicy i gumka	●	●	●
Fartuch	-	●	●
Patyczek z gąbką	●	●	●
Staza	-	-	●
Strzykawka 5ml	●	●	●
2 strzykawki 10 ml	●	●	-
2 strzykawki 10 ml napełnione 0,9% NaCl	-	-	●
Biała miseczka 60 ml	●	-	●
Czerwona miseczka 60 ml	●	-	●
Taca	●	-	-
Taca dolna + górna	-	●	-
Duża taca	-	-	●
Opatrunek przezroczysty Dermafilm	-	●	●
Serweta chirurgiczna	●	●	●
Opaska gumowa	●	●	●
Igła podskórna 25G 5/8"	●	-	-
Bezpieczna igła podskórna 25G 5/8"	-	●	●

Zestaw do zmian opatrunku

Lista elementów zestawu 96.90.0554V
Czepek ochronny
2 elastyczne maseczki o wysokiej skuteczności filtracji
Strzykawka 10 ml z końcówką luer-lock
Ampułkostrzykawki 10 ml z 0,9% NaCl
dermafilm
griplik
bionector
4 rękawiczki nitrylowe
10 opatrunków włókninowych 7,5x7,5cm
Opatrunek zewnętrzny 75x50 cm
Pasek włókninowy 148x12,5mm
Serweta okrywająca

TERAPIE WEWNĄTRZNA CZYNIOWE

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji są proszone o kontakt pod adresem e-mail: questions@vygon.com

Dane techniczne wyszczególnione w niniejszej broszurze mają wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym razie nie mają charakteru oferty handlowej.

Vygon polska Sp. z o.o.
Tel. 22 617 26 97/ Fax 22 617 18 54
Email biuro@vygon.pl
www.vygon.pl
www.vygon.com
ul. Francuska 39/6
03-905 Warszawa



www.vygon.com