

DOSTĘP ŻYLNY
Cewnik silikonowy długotrwałego stosowania



lifecath

Cewnik z mankietem
do długoterminowego
dostępu żylnego




Value Life

● Silikonowy cewnik z mankietem podskórnym do długoterminowego dostępu żylnego.

Cieniodajny cewnik silikonowy do długoterminowego dostępu żylnego

(żywienie pozajelitowe, podaż leków, antybiotyków, chemioterapia itp.)

- Wprowadzanie poprzez wenopunkcję (tylko cewnik) lub przezskórnie (zestaw z rozdzielalnym przewodnikiem Desilet)
- Podskóny mankiet stabilizujący cewnik w tkance podskórnej
- Wzmocniona część zewnętrzna z odcinkiem zaciskowym i zaciskiem
- Stały łącznik bliższy, dzięki czemu tunelowanie jest przeprowadzane przed wenopunkcją
- Igła do tunelowania dostarczana we wszystkich zestawach



Dane do zamówień

• lifecath

Symbol		Cewnik						Rozmiar przewodnika Desilet
Cewnik	Cewnik z przewodnikiem	Ø Fr	Przepływ ml/min	Objętość wypełn. ml	Długość całkow. cm	Długość robocza cm	Fr	
2191.27		2,7	1,0	0,25	75	50		
2191.42	2191.425	4,2	5,0	0,35	75	50	5	
2191.50	2191.506	5	15,0	0,70	75	50	6	
2191.66	2191.667	6,6	27,0	1,10	90	55	7	
2193.96	2193.960	9,6	60,0	1,65	90	55	10	

Zestaw naprawczy (!)	
Symbol	
2194.27	
2194.42	
2194.50	
2194.66	
2195.96	

• Dwuświatłowy Lifecath

Symbol		Cewnik				
Cewnik	Cewnik z przewodnikiem	Ø Fr	Przepływ ml/min	Objętość wypełn. ml	Długość całkow. cm	Długość robocza cm
2293.070	2293.70	7	2 - 15	0.70 – 1.10	90	55
2293.095	2293.95	9	37 - 37	1.44 – 1.44	90	55
2293.110	2293.11	11	25 - 80	1.30 – 2.20	90	55
2293.140	2293.14	14	80 - 80	2.20 – 2.20	90	55

Zestaw naprawczy (!)	
Symbol	
do rurki przedłużającej*	Pełny Zestaw**
2195.06/10	2295.07
2195.13	2295.95
2195.10/16	2295.11
2195.16	2295.14

* Do reperacji jednej rurki przedłużającej, położonej bliżej łącznika stabilizującego

** Do reperacji zewnętrznej części cewnika (położonej dystalnie w stosunku do łącznika stabilizującego), 2 rurki przedłużające

- Wartości przepływu i objętości wypełnienia wstępnego są podane dla całkowitej długości cewnika, przed przycięciem przez lekarza do pożądanej długości.

(!) Zamawiając zestaw naprawczy trzeba pamiętać o oddzielnym zamówieniu kleju do silikonu, symbol: 2197.000

Minimalne zamówienie: **1 szt.**

Szczegółowe informacje można uzyskać kierując zapytanie na adres: questions@vygon.com

Niniejsza ulotka ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

VYGON, Polska Sp z o.o.
ul. Francuska 39/6
03-905 Warszawa
tel./fax.: (22) 617-26-97, (22) 617-18-54

