



DŁUGOTERMINOWY DOSTĘP NACZYNIOWY
System do ultrasonografii

vysion Andy

System do ultrasonografii
w zasięgu ręki



Value Life

vysion Andy: Kieszonkowy system do ultrasonografii do uzyskiwania dostępu naczyniowego

Szukasz przystępnego cenowo systemu ultrasonograficznego, który oferuje:

- wysoką jakość obrazu
- nieograniczoną mobilność
- kompatybilność z każdym nośnikiem: komputer, tablet, a nawet smartfon!

Bezprzewodowa głowica **vysion** Andy wspomaga wykonywanie wszelkich zabiegów dostępu naczyniowego od nakłuć pod kontrolą echograficzną i USG po lokalizację końcówki.

Mała głowica liniowa



Mała: 170 mm*56 mm*22 mm



Lekka: tylko 220 g



Częstotliwość środkowa: 7,5 Mhz
Zakres częstotliwości: 6,0–11 Mhz

Inne zastosowania:

Układ nerwowy, znieczulenie, układ naczyniowy, drobne struktury anatomiczne, układ mięśniowo-szkieletowy, ortopedia
Dostępna w wersji **czarno-białej** lub **kolorowej**.

Ergonomiczna konstrukcja

Zaawansowany przebieg pracy dzięki łatwej obsłudze głowicy

Przyciski wyboru

Przyciski regulacji

Zmiana trybu

Włącz/wyłącz, zatrzymaj/uruchom



Szybki i łatwy dostęp do żyły z dowolnego nośnika

Vysion Andy umożliwia wykonanie badania obrazowego w dowolnym miejscu dzięki aplikacji sonoIQ



Bezprzewodowa głowica współpracuje z systemami:



Windows



Android



Apple iOS



Głowica ma własny sygnał wifi i nie potrzebuje zewnętrznego sygnału!



Inne zalety:



Wodoodporna bezprzewodowa głowica nadająca się do sterylizacji



Niskie zużycie energii (maks. 3 W) umożliwiające 8 godzin ciągłej pracy

vysion Andy: wprowadzanie cewnika jest teraz ŁATWIEJSZE!

Bezprzewodowa głowica Vysion Andy umożliwia dostęp do badania USG dla dowolnego rodzaju cewnika stosowanego do dostępu naczyniowego.

Cewnik pośredniej
długości



Port



PICC

Kod produktu	Wersja vysion Andy
1YO8H043-01	Bezprzewodowa czarno-biała mała głowica liniowa
1YO8H043-02	Bezprzewodowa czarno-biała mała głowica liniowa z DICOM
1YO8H033-01	Bezprzewodowa kolorowa mała głowica liniowa z DICOM
1YO8H031-01	Bezprzewodowa kolorowa głowica skośna z DICOM
3YO8D001	DICOM (opcjonalnie)

Głowica **vysion** Andy jest również dostępna w wersji konweksowej:



Częstotliwość środkowa: 3,5 Mhz
Zakres częstotliwości: 2,5–5,0 Mhz

TERAPIE WEWNĄTRZNACZYNIOWE

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji są proszone o kontakt pod adresem e-mail: questions@vygon.com

Dane techniczne wyszczególnione w niniejszej broszurze mają wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym razie nie mają charakteru oferty handlowej.

Vygon – 5, rue Adeline • 95440 ECOUEN • FRANCJA
Recepcja: +33 (0)1 39 92 63 63 – Obsługa klienta (Francja): +33 (0)1 39 92 63 81
Obsługa klienta (eksport): +33 (0)1 39 92 64 15
Faks: +33 (0)1 39 92 64 44 • www.vygon.com



Producent:



www.vygon.com